

Dot Blot 및 Elisa용 2'-O-Methylguanosine (Gm) 토끼 다클로날 항체

품목 번호: CM0000024

소개

2'-O-methylguanosine (Gm) 변형을 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. 도트 블롯(DB) 및 ELISA 어플리케이션에 적합합니다. 종에 독립적인 반응성을 가지며 에피트랜스크립토믹스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	2'-O-Methylguanosine(Gm) Rabbit pAb
종	사람(Human)
면역원	화합물 Gm
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
어플리케이션	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스 팩