


아세틸-히스톤 H3-K14 토끼 단클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Chip, Elisa용

품목 번호: CM0000182



소개

리신 14 위치의 아세틸화 히스톤 H3에 반응하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 연구 및 염색질 연구에 필수적인 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	아세틸-히스톤 H3-K14 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetyl-Histone H3-K14
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 H3 (NP_003520.1)의 K14 주변 아세틸화 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	아세틸화 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스팩