


Acetyl-Histone H4-K5 Rabbit Polyclonal Antibody (P62805) – Wb, Elisa, Chip Applications

품목 번호: CM0000122



소개

사람 히스톤 H4 (P62805)의 아세틸화된 리신 5에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. WB, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐 및 랫트 간에 광범위한 교차 반응성이 예측됩니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 필수적인 도구입니다.

자세히 알아보기

매개변수	설명
제품명	Acetyl-Histone H4-K5 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	H4
GeneID	8359
면역원	사람 히스톤 H4 (NP_001029249.1)의 K5 주변 합성 아세틸화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	아세틸화 항체 (Acetylated Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트, 기타 (광범위한 예측 범위)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)