


Acetyl-Histone H4 (K5/K8/K12/K16) Rabbit Polyclonal Antibody P62805

For Wb, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000133



소개

리신 5, 8, 12 및 16 (SWISS P62805)에서 아세틸화된 히스톤 H4를 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Acetyl-Histone H4-K5/K8/K12/K16 Rabbit pAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acetyl-Histone H4-K5/K8/K12/K16
종(Species)	Human
GeneID (인간)	H4
GeneID	8359
면역원(Immunogen)	인간 히스톤 H4의 K5/K8/K12/K16 주변의 합성 아세틸화 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	아세틸화 항체
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat, Other (광범위한 반응 예측됨)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송(Shipping)	아이스백