

Actr1B 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P42025

품목 번호: CM0019686

소개

인간 베타-센트락틴(beta-centractin, ACTR1B)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 미세소관 기반 소포 수송 및 중심체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACTR1B 토끼 pAb
비고/별칭	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
종	인간
유전자 ID (인간)	10120
유전자 ID	10120
면역원	인간 ACTR1B(NP_005726.1)의 아미노산 1-105번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P42025
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스백