


Acvr1 토끼 단일클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q04771

품목 번호: CM0003970



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증을 거친 고품질 ACVR1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드의 ACVR1 (액티빈 수용체 타입-1, ALK2)과 교차 반응합니다. 뼈 형성 단백질 신호 전달 경로 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACVR1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
종	인간
GeneID	90
면역원	인간 ACVR1 (Q04771)의 아미노산 410-509 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q04771
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백