

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Akt1 토끼 단클론 항체 (Ko 검증 완료) - P31749

품목 번호: CM0004818



소개

KO 검증 완료된 AKT1 토끼 단클론 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 AKT1을 특이적으로 검출합니다. AKT 신호 연구에서 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] AKT1 토끼 mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; T1
종	인간
유전자 ID (인간)	207
유전자 ID	207
면역원	합성 펩타이드 인간 AKT1 (NP_005154.2)의 아미노산 380-480번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백