


Anti-12 Lipxygenase/Alox12 단일클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - P18054

품목 번호: CM0009602



소개

인간 ALOX12에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지질 대사, 혈소판 활성화 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	12 Lipxygenase/ALOX12 Rabbit mAb
비고/별칭	LOG12, 12-LOX, 12S-LOX
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	239
유전자 ID	239
면역원	인간 ALOX12 (NP_000688.2)의 아미노산 483-663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P18054
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 백(Ice bag)