


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-14-3-3 Epsilon 토끼 다클로날 항체 - P62258

품목 번호: CM0016427



소개

인간 14-3-3 epsilon (29kDa)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 73-163). 세포 신호 전달, 항바이러스 경로 및 단백질 상호작용 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	14-3-3 epsilon Rabbit pAb
비고/별칭	MDS; HEL2; MDCR; KCIP-1; 14-3-3E; 14-3-3 epsilon
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7531
GeneID	7531
면역원	재조합 단백질 인간 14-3-3 epsilon (NP_006752.1)의 아미노산 73-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P62258
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백