


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-14-3-3 Gamma 폴리클로날 항체 - P61981

품목 번호: CM0028112



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 유래 anti-14-3-3 gamma 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 14-3-3 gamma (28 kDa)와 반응합니다. 신호 전달, 세포 접착, 미토콘드리아 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	14-3-3 gamma Rabbit pAb
비고/별칭	DEE56; EIEE56; PPP1R170; 14-3-3GAMMA; 14-3-3 gamma
종	인간
유전자 ID (인간)	7532
유전자 ID	7532
면역원	합성 펩타이드 인간 14-3-3 gamma (NP_036611.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61981
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백