

Wb, Elisa용 Anti-4-1Bbl/Cd137L 토끼 단일클론 항체 - P41273

품목 번호: CM0010635



소개

사람 4-1BBL/CD137L(TNFSF9)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 27kDa 단백질을 인식합니다. T세포 생물학 및 면역 종양학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	4-1BBL/CD137L 토끼 mAb
비고/별칭	CD137L; TNLG5A; 4-1BB-L; 4-1BBL/CD137L
종	사람
GeneID (사람)	8744
GeneID	8744
면역원	합성 펩타이드 사람 4-1BBL/CD137L(P41273)의 아미노산 155-254 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P41273
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩