

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-53Bp1 폴리클로날 항체 - Q12888

품목 번호: CM0025982



소개

인간 53BP1(TP53BP1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 랫트에 반응합니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. DNA 손상 반응 및 복구, 텔로미어 유지, 클래스 스위치 재조합에서 핵심 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	53BP1 토끼 pAb
비고/별칭	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1
종	인간
유전자 ID (인간)	7158
면역원	인간 TP53BP1 (NP_005648.1)의 아미노산 895-1031에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q12888
단백질 분자량	214kDa
배송	아이스 팩