


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-A-Actinin-4 토끼 단클론 항체 - O43707

품목 번호: CM0008977



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti- α -Actinin-4 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격, 세포 접합 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	α -Actinin-4 토끼 mAb
비고/별칭	FSGS; FSGS1; ACTININ-4; α -Actinin-4
종	사람
GeneID (사람)	81
GeneID	81
면역원	사람 α -Actinin-4(O43707)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O43707
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스팩