

Wb, Elisa용 항-Aadat 토끼 다클론 항체 - Q8N5Z0

품목 번호: CM0018322



소개

AADAT 토끼 pAb는 인간 AADAT에 대해 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 쥐와 교차 반응성이 있어 아미노기 전이효소와 키누레닌 대사 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AADAT 토끼 pAb
비고/별칭	KAT2; KATII; KYAT2; AADAT
종	인간
유전자ID (인간)	51166
유전자ID	51166
면역원	인간 AADAT (NP_001273611.1)의 아미노산 34-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q8N5Z0
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩