


Wb 및 Elisa용 Anti-Aars2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q5Jtz9

품목 번호: CM0026210



소개

검증된 AARS2 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA 응용에 사용되며 인간 및 마우스 미토콘드리아 알라닌-tRNA 리가제를 검출합니다. 단백질 번역 및 cGAS/STING 신호 억제에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] AARS2 Rabbit pAb
비고/별칭	AARSL; LKENP; COXPD8; MTALARS; MT-ALARS
종	인간
유전자 ID	57505
면역원	인간 AARS2 (NP_065796.2)의 아미노산 491-620 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5JTZ9
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백