


Anti-Abca4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P78363

품목 번호: CM0012846



소개

ABCA4 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 이 항체는 광수용체에서 레티노이드 제거에 필수적인 망막 특이 ABC 수송체인 ABCA4를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ABCA4 Rabbit pAb
비고/별칭	FFM; RMP; ABCR; RP19; STGD; ABCI0; ARMD2; CORD3; STGDI; ABCA4
종(Species)	Human
GeneID (인간)	24
GeneID	24
면역원(Immunogen)	인간 ABCA4 (NP_000341.2)의 아미노산 110-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P78363
단백질 분자량	256kDa
배송(Shipping)	아이스팩