


Wb, Elisa용 항-Abcg2 토끼 단클론 항체 - Q9Unq0

품목 번호: CM0003790



소개

인간 ABCG2 수송체를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 다약제 내성, ABC 수송체 기능 및 암 바이오마커 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABCG2 토끼 mAb
비고/별칭	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
종	인간
유전자 ID	9429
면역원	합성 펩티드, 인간 ABCG2 (Q9UNQ0)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UNQ0
단백질 분자량	72kDa
배송 방법	아이스 팩