


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Acaa2 토끼 다클론 항체 - P42765

품목 번호: CM0021020



소개

인간 ACAA2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 미토콘드리아 베타 산화 및 지방산 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACAA2 토끼 pAb
비고/별칭	DSAEC; ACAA2
종	인간
유전자ID (인간)	10449
유전자ID	10449
면역원	인간 ACAA2 (NP_006102.2)의 아미노산 1-250번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42765
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스 팩