


Anti-Acads / Scad Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

품목 번호: CM0003257



소개

인간 단쇄 특이 아실-CoA 탈수소효소(SCAD)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 미토콘드리아 지방산 베타 산화 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACADS / SCAD Rabbit mAb
비고/별칭	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
종	인간
GeneID (인간)	35
GeneID	35
면역원	합성 펩타이드 (인간 ACADS/SCAD의 아미노산 313-412, P16219)
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P16219
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백