


Wb 및 Elisa용 Anti-Acat1 토끼 다클로날 항체 - P24752

품목 번호: CM0030511



소개

Anti-ACAT1 토끼 다클로날 항체(P24752)는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫트에 반응성을 나타냅니다. 이 항체는 지방산 베타 산화 및 케톤체 대사의 주요 효소인 미토콘드리아 아세틸-CoA 아세틸전이효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	38
유전자 ID	38
면역원	사람 ACAT1 (NP_000010.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P24752
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)