


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Acc1 단일클론 항체 - Q13085

품목 번호: CM0002149



소개

지방산 생합성의 핵심 효소인 인간 ACC1을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합하며, 쥐 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACC1 Rabbit mAb
비고/별칭	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
종	인간
GeneID (인간)	31
GeneID	31
면역원	합성 펩타이드 인간 ACC1 (Q13085)의 아미노산 350-450에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q13085
단백질 분자량	266kDa
배송	아이스백