


Anti-Actl6A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

품목 번호: CM0026610



소개

ACTL6A(BAF53A)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 염색질 재구성 및 신경발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACTL6A Rabbit pAb
비고/별칭	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
종	인간
유전자 ID (인간)	86
유전자 ID	86
면역원	인간 ACTL6A (NP_004292.1)의 아미노산 30-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O96019
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백