


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Actn1 Rabbit Polyclonal 항체 - P12814

품목 번호: CM0017109



소개

인간 알파-액티닌-1(ACTN1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 인간 및 마우스와 교차 반응. 세포골격, 세포 부착, T-세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTN1 Rabbit pAb
비고/별칭	BDPLT15; ACTN1
종	인간
GeneID (인간)	87
GeneID	87
면역원	인간 ACTN1 (NP_001123477.1)의 아미노산 1-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P12814
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백