

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Actr1B 단일클론 항체 - P42025

품목 번호: CM0007470

소개

사람 ACTR1B (beta-centractin)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 중심체 및 세포골격 연구, 미세소관 기반 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACTR1B Rabbit mAb
비고/별칭	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10120
GeneID	10120
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P42025
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백