

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Acy1 다클론 항체 - Q03154

품목 번호: CM0014263



소개

사람 아미노아실레이스-1(ACY1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. N-아실-아미노산 가수분해 및 신장 대사 연구에 사용되는 핵심 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACY1 토끼 pAb
비고/별칭	ACY1-I; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
종	사람
유전자 ID(사람)	95
유전자 ID	95
면역원	사람 ACY1의 아미노산 1-408에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001185824.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q03154
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩