


Anti-Adar1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

품목 번호: CM0027006



소개

인간 ADAR1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. A-to-I RNA 편집, 항바이러스 면역 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ADAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	DSH; AGS6; GIP1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
종	인간
GeneID (인간)	103
GeneID	103
면역원	인간 ADAR1 (NP_001102.2)의 아미노산 200-299 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55265
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백