

Wb, Elisa용 Anti-Adarb1 토끼 다클론 항체 - P78563

품목 번호: CM0020514



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 anti-ADARB1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 ADARB1(81 kDa)을 검출합니다. A-to-I RNA 편집 및 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADARB1 Rabbit pAb
비고/별칭	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
종	인간
GeneID (인간)	104
GeneID	104
면역원	인간 ADARB1(NP_001103.1)의 아미노산 180-380번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P78563
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩