

Wb 및 Elisa용 항-Adgrl4 토끼 다클론 항체 - Q9Hbw9

품목 번호: CM0014869



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 ADGRL4(ELTD1/ETL)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관신생 연구에서 검증되었으며 78 kDa, Swiss-Prot Q9HBW9입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADGRL4 토끼 pAb
비고/별칭	ETL; ELTD1; KPG_003; ADGRL4
종	인간
GeneID (인간)	64123
GeneID	64123
면역원	재조합 단백질 인간 ADGRL4 (NP_071442.2)의 아미노산 110-406에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HBW9
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백