

Wb 및 Elisa용 항-Adm 토끼 다클론 항체 - P35318

품목 번호: CM0026462



소개

ADM 토끼 pAb는 인간 ADM 펩티드를 면역원으로 하여 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 인간 ADM을 검출하고 마우스 ADM과 교차 반응합니다. 혈관 확장, 혈압 및 체액 균형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ADM 토끼 pAb
비고/별칭	AM; PAMP; ADM
종	인간
유전자 ID (인간)	133
유전자 ID	133
면역원	인간 ADM (NP_001115.1)의 아미노산 50-150 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P35318
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스팩