

Wb, Elisa용 항-Akap14(Akap28) 토끼 단클론 항체 - Q86Un6

품목 번호: CM0003729

소개

인간 AKAP14(AKAP28, PRKA14)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 PKA 고정 및 섬모 기능 연구에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AKAP14 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AKAP28, PRKA14, AKAP14
종	인간
유전자ID (인간)	158798
유전자ID	158798
면역원	인간 AKAP14 (Q86UN6)의 아미노산 70-150번에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q86UN6
단백질 분자량	23kDa
배송 방법	아이스백