

Anti-Akap5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P24588

품목 번호: CM0014055



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 폴리클로날 anti-AKAP5 항체입니다. cAMP 신호 전달 및 시냅스 가소성에서 스캐폴드 단백질 역할을 하는 인간 및 마우스 AKAP5를 인식합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKAP5 Rabbit pAb
비고/별칭	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
종	인간
GeneID (인간)	9495
면역원	인간 AKAP5 (NP_004848.3)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P24588
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백