

Anti-Akap8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43823

품목 번호: CM0031066

소개

인간 AKAP8(AKAP95)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 염색체 응축, 세포 주기 조절, PKA 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AKAP8 Rabbit pAb
비고/별칭	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
종	인간
GeneID (인간)	10270
GeneID	10270
면역원	인간 AKAP8(NP_005849.1)의 아미노산 480-692 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43823
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩