

Anti-Akt1 (인산화 T308) Rabbit Mab For Wb, Elisa - P31749

품목 번호: CM0001387



소개

인간 AKT1의 Thr308에서 인산화된 부위에 대한 인산화 특이적 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, PI3K/AKT 신호 전달, 세포자멸사 및 세포 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Phospho-Akt-T308 Rabbit mAb
비고/별칭	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
종 특이성	인간
GeneID	207
면역원	합성 펩타이드: 인간 Phospho-Akt-T308 (NP_005154.2)의 T308 주변 합성 인산화 펩타이드
항체 원천	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P31749
단백질 분자량	56kDa
배송 조건	아이스박스