


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Aldh1A1 토끼 다클론 항체 - P00352

품목 번호: CM0021337



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 ALDH1A1 토끼 다클론 항체; 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 검증된 토끼 다클론 항체를 사용하여 레티노산 대사 및 세포 해독에서 알데하이드 탈수소효소 1A1의 기능을 탐구해 보십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1A1 토끼 pAb
비고/별칭	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMBI; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
종	사람
GeneID (사람)	216
GeneID	216
면역원	사람 ALDH1A1(NP_000680.2)의 아미노산 301-400 영역에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	P00352
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백