


Anti-Aldh1A2 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O94788

품목 번호: CM0026546



소개

인체 ALDH1A2 (RALDH2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체 (WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용). 마우스 및 쥐와 교차 반응함. 발달 및 질병 연구의 레티노산 신호 전달 연구에 이상적임.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ALDH1A2 토끼 pAb
비고/별칭	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	8854
유전자 ID	8854
면역원	인체 ALDH1A2(NP_733797.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	O94788
단백질 무게	57kDa
배송	아이스팩