


Anti-Aldh1L1 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - O75891

품목 번호: CM0025438



소개

사람 ALDH1L1에 특이적인 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 일탄소 대사의 핵심 효소인 세포질 10-포밀테트라하이드로폴산 탈수소효소를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH1L1 Rabbit pAb
비고/별칭	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
종 특이성	사람
GeneID (Human)	10840
GeneID	10840
면역원	제조합 단백질 사람 ALDH1L1 (NP_036322.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
항체 원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	O75891
단백질 분자량	99kDa
배송 조건	아이스백