

Wb, Elisa용 항Alg13 토끼 다클론 항체 - Q9Np73

품목 번호: CM0023999

소개

인간 ALG13에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 시료에서 내인성 ALG13(~126kDa)을 검출합니다. N-당화, 선천성 당화 장애 및 소포체 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALG13 토끼 pAb
비고/별칭	CDGIS; DEE36; EIEE36; MDS031; TDRD13; CXorf45; GLT28D1; YGL047W; ALG13
종	인간
유전자ID (인간)	79868
유전자ID	79868
면역원	합성 펩타이드 인간 ALG13 (NP_001311219.1)의 아미노산 100-167 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NP73
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스팩