

항알파태아단백(Afp) 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P02771

품목 번호: CM0005840



소개

토끼에서 생산된 인간 AFP를 인식하는 알파태아단백(AFP) 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 태아 간에서 합성되는 69kDa 분비 바이오마커를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파태아단백(AFP) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAP; 알파태아단백(AFP)
반응 종	인간
유전자 ID	174
면역원	인간 알파태아단백(AFP) (NP_001125.1)의 아미노산 395-609번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스백