


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ambra1 폴리클론항체 - Q9C0C7

품목 번호: CM0017093



소개

인간 Ambra1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 자가포식, 세포 주기, 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Ambra1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCAF3; WDR94; Ambra1
종	인간
유전자 ID (인간)	55626
유전자 ID	55626
면역원	인간 Ambra1 (NP_060219.2)의 아미노산 1109-1208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9C0C7
단백질 분자량	143 kDa
배송	아이스백