

Wb, Ihc-P, Elisa용 Ampka1/Ampka2 토끼 다클론 항체 - Q13131 / P54646

품목 번호: CM0014971



소개

AMPK 촉매 소단위체 알파-1 및 알파-2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 대사 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKα1/AMPKα2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AMPKα1/AMPKα2
종	인간
GeneID (인간)	5562/5563
GeneID	5562/5563
면역원	인간 PRKAA1/PRKAA2(NP_006242.5)의 아미노산 13-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13131/P54646
단백질 분자량	64kDa/65kDa/62kDa
배송	아이스팩