


Wb, If/Icc, Elisa용 안드로젠 수용체 토끼 다클론 항체 - P10275

품목 번호: CM0023684



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 토끼 다클론 항-안드로젠 수용체(AR) 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 안드로젠 신호 전달과 핵 수용체 기능 연구에 사용됩니다. SWISS: P10275.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	안드로젠 수용체 토끼 pAb
비고/별칭	KD; AIS; AR8; TFM; DHTR; SBMA; HYSPI; NR3C4; SMAXI; HUMARA
종	사람
GeneID (사람)	367
GeneID	367
면역원	사람 안드로젠 수용체 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_000035.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P10275
단백질 분자량	99kDa
배송	아이스백