


Wb, If/Icc, Elisa용 항Ang 다클론 항체 - P03950

품목 번호: CM0015458



소개

인간 안지오횰닌(ANG/RNASE5)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 혈관신생, 스트레스 반응 및 세포 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANG 토끼 pAb
비고/별칭	ALS9; RAA1; HEL168; RNASE4; RNASE5; ANG
종	인간
GeneID (인간)	283
GeneID	283
면역원	인간 ANG (NP_001136.1)의 아미노산 25-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P03950
단백질 분자량	17kDa
운송 조건	아이스 팩