

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Angpt2 다클론 항체 - O15123

품목 번호: CM0013771



소개

인간 ANGPT2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 혈관 생물학 연구에서 혈관신생 조절인자 안지오프로틴-2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANGPT2 토끼 pAb
비고/별칭	ANG2, AGPT2, LMPHM10, ANGPT2
종	인간
유전자ID (인간)	285
유전자ID	285
면역원	인간 ANGPT2 (NP_001138.1)의 아미노산 197-496에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15123
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백