

Wb, Elisa용 Anti-Angptl8 폴리클로널 항체 - Q6Uxh0

품목 번호: CM0021527

소개

인간 ANGPTL8(betatrophin)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 ANGPTL8(~22 kDa)을 검출합니다. 지질 대사, 중성지방 조절 및 당뇨병 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ANGPTL8 Rabbit pAb
비고/별칭	RIFL; TD26; PRO1185; PVPA599; C19orf80; ANGPTL8
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55908
GeneID	55908
면역원(Immunogen)	인간 ANGPTL8 (NP_061157.3)의 아미노산 22-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6UXH0
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)