

Anti-Ankh Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Hcj1

품목 번호: CM0028852

소개

WB 및 ELISA 검증을 마친 고품질 Anti-ANKH 토끼 폴리클로날 항체. 인간의 광화 조절자 ANKH(Q9HCJ1)를 표적으로 하며, 뼈 및 관절 석회화 연구에서 핵심 운반체 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | ANKH Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | ANK; CMDJ; HANK; MANK; CCAL2; CPPDD; SLC62A1; ANKH            |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 56172                                                         |
| 유전자 ID      | 56172                                                         |
| 면역원         | 인간 ANKH (NP_473368.1)의 아미노산 210-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간                                                            |
| SWISS       | Q9HCJ1                                                        |
| 단백질 분자량     | 54kDa                                                         |
| 배송          | 아이스백                                                          |