


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Annexin A11 토끼 다클론 항체 - P50995

품목 번호: CM0026508



소개

인간 Annexin A11에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원, 54 kDa 단백질로 세포 분열 및 칼슘 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Annexin A11 토끼 pAb
비고/별칭	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Annexin A11
종	인간
유전자 ID (인간)	311
유전자 ID	311
면역원	인간 Annexin A11 (NP_001148.1)의 아미노산 276-505에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50995
단백질 크기	54kDa
배송 방식	아이스백