

Anti-Anp32A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

품목 번호: CM0028256



소개

ANP32A Rabbit pAb는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 종양 억제, 세포사멸, 세포 주기, 전사에 관여합니다. 염색질 및 바이러스학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANP32A Rabbit pAb
비고/별칭	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAP1; IIP2A; C15orf1; ANP32A
종	인간
유전자 ID (인간)	8125
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P39687
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백