

Wb, Elisa용 Anti-Ap2A2/Alpha2-Adaptin 단일클론항체 - O94973

품목 번호: CM0003898

소개

CamelBio의 Alpha2-adaptin/AP2A2 토끼 단일클론항체는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포내이입에서 주요 클라트린 어댑터 역할을 하는 인간 및 마우스 AP2A2를 검출합니다. 신경과학 및 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Alpha2-adaptin/AP2A2 Rabbit mAb
비고/별칭	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
종	인간
유전자 ID (인간)	161
유전자 ID	161
면역원	재조합 단백질 인간 Alpha2-adaptin/AP2A2 (NP_036437.1)의 아미노산 590-939 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O94973
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백