


Anti-Aplp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P51693

품목 번호: CM0025933



소개

Anti-APLP1 토끼 폴리클로날 항체는 WB, IF-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플에서 APLP1을 검출합니다. 시냅스 후 기능, 신경세포 사멸 및 알츠하이머 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APLP1 Rabbit pAb
비고/별칭	APLP; APLP1
종	인간
GeneID (Human)	333
GeneID	333
면역원	인간 APLP1 (NP_005157.1)의 아미노산 470-580 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P51693
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백