

Wb, Elisa용 항-Apoa4 다클론 항체 - P06727

품목 번호: CM0028556



소개

인간 APOA4를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APOA4 토끼 pAb
비고/별칭	APOA4
종	인간
유전자ID (인간)	337
유전자ID	337
면역원	합성 펩타이드 인간 APOA4 (NP_000473.2)의 아미노산 227-396 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06727
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스팩